

リンパディーバは、着け心地にこだわった、
おしゃれな医療用弾性スリーブ(医療機器)です。



着けやすく、優しい着用感

しなやかな伸縮性に富む素材を使用しているので、装着しやすいのはもちろん、着用感はとても優しく快適です。

ムレにくく、着用時の快適さをキープ

速乾性、通気性に優れた素材を使用しているので、ムレにくく常に快適。360度ストレッチ加工で、上肢部の動きを妨げることなくサポートします。

お肌に優しい素材と仕様

素材にアロエベラ成分を配合。縫い目のないシームレス仕様で、お肌に優しくフィットします。

快適性を追求した設計

日本人の腕にマッチする長さ、また、ミトンの手首部を締め付けない設計にし、スリーブと組み合わせて使用しても過剰な圧がかからないよう工夫しました。

lymphe divas

リンパディーバ

上肢の静脈血、リンパ液のうっ滞を軽減又は予防する
医療用弾性スリーブ

一般的名称 弾性ストッキング
JMDNコード 31724000
医療機器分類 クラスI(一般医療機器)
届出番号 13B2X00187000005
製造販売業者 日本シグマックス株式会社

Our Story — リンパディーバ社とは —

リンパディーバ社は、アメリカ フィラデルフィアに住む乳がん患者である2人の女性、レイチェル・トロクセルとロビン・ミラーが創始した会社です。2人は乳がん手術後、副作用でリンパ浮腫を発症しました。医師から、腕の腫れには圧迫帯が最も効果的だと勧められ、2人は圧迫帯を探しましたが、きめが粗く、重くて暑苦しい、ページの包帯のようなものしか見つかりませんでした。圧迫帯の品揃えの少なさに愕然とし、不満を感じた2人は、ファッションデザイナーのクリスティン・ダッドレーに会い、もっとおしゃれで使いやすい圧迫帯の開発を進めました。



ベージュ、ブラック、ピンクの3色を取り揃えていますので、お好みでお選びいただけます。

Sleeve type スリーブタイプ



シックベージュ



オニキスブラック



フューシャピンク

Mitten type ミトンタイプ



シックベージュ



オニキスブラック



フューシャピンク

2007年のはじめ、乳がんの再発を知ったレイチェルは、治療を受けながらリンパディーバ社での活動を続け、その活動が彼女の辛い時期の支えと喜びになりました。その後レイチェルは他界しましたが、乳がん術後患者のQOL—生活の質—を向上させたいという彼女の信念と思いは、今もリンパディーバ社の精神に受け継がれています。



lymphe divas

MEDICALLY CORRECT FASHION FOR LYMPHEDEMA

リンパディーバ

医療用弾性スリーブ

Line Up ラインナップ

リンパディーバ スリーブ 価格 1枚/箱 ¥7,350 (本体価格 ¥7,000)

圧迫圧 (手首部分) 27-40hPa (20-30mmHg)

● シックページュ

品番	サイズ	手首周囲	前腕中央部周囲	上腕中央部周囲
530001	S	14.6cm~19.0cm	17.8cm~23.0cm	21.6cm~39.4cm
530002	M	16.5cm~21.6cm	22.0cm~29.2cm	27.0cm~45.0cm
530003	L	19.0cm~23.5cm	28.9cm~34.3cm	32.4cm~50.5cm

● オニキスブラック

品番	サイズ	手首周囲	前腕中央部周囲	上腕中央部周囲
530101	S	14.6cm~19.0cm	17.8cm~23.0cm	21.6cm~39.4cm
530102	M	16.5cm~21.6cm	22.0cm~29.2cm	27.0cm~45.0cm
530103	L	19.0cm~23.5cm	28.9cm~34.3cm	32.4cm~50.5cm

● フューシャピंक

品番	サイズ	手首周囲	前腕中央部周囲	上腕中央部周囲
530201	S	14.6cm~19.0cm	17.8cm~23.0cm	21.6cm~39.4cm
530202	M	16.5cm~21.6cm	22.0cm~29.2cm	27.0cm~45.0cm
530203	L	19.0cm~23.5cm	28.9cm~34.3cm	32.4cm~50.5cm

リンパディーバ ミトン 価格 1枚/箱 ¥6,300 (本体価格 ¥6,000)

圧迫圧 (手のひら部分) 27-40hPa (20-30mmHg)

● シックページュ

品番	サイズ	手のひら周囲	品番	サイズ	手のひら周囲
531001	S	15.0cm~18.9cm	531101	S	15.0cm~18.9cm
531002	M	19.0cm~21.9cm	531102	M	19.0cm~21.9cm
531003	L	22.0cm~26.0cm	531103	L	22.0cm~26.0cm

● オニキスブラック

● フューシャピंक

品番	サイズ	手のひら周囲
531201	S	15.0cm~18.9cm
531202	M	19.0cm~21.9cm
531203	L	22.0cm~26.0cm

サイズの選び方 スリーブ

①手首(骨の突起部分上)の周囲を計り、上表「手首周囲」に当てはめて適用サイズを選んでください。

※計測した手首周囲が2サイズにまたがる場合は、小さい方のサイズを選んでください。
※手首周囲がどのサイズにも当てはまらない場合は、本製品は適用できません。

②前腕中央部(手首と肘関節の間)及び上腕中央部(肘関節と脇の下の間)の周囲を計ります。①で選択した適用サイズにおける「前腕中央部」及び「上腕中央部」の適用範囲を上表で確認し、計測した値がいずれも適用範囲内に収まっていることを確認してください。

※①で選択したサイズに前腕及び上腕周囲が当てはまらない(手首のサイズと前腕及び上腕のサイズが異なる)場合は、医師の指示に従って、適用サイズを決めてください。

※前腕及び上腕周囲がどのサイズにも当てはまらない場合は、本製品は適用できません。



ミトン

親指の付け根(人差し指と親指の間)部分の手のひらの周径を計り、サイズを選んでください。



製造販売業者

日本シグマックス株式会社

〒163-6033 東京都新宿区西新宿6-8-1
TEL.03-5326-3200

北海道営業所：TEL.011(222)3061
東北営業所：TEL.022(298)0871
北関東営業所：TEL.048(657)3950
東日本営業所：TEL.03(5326)3210
南関東営業所：TEL.045(663)0261

中部営業所：TEL.052(219)0851
西日本営業所：TEL.06(6398)0290
中国営業所：TEL.082(264)4701
四国営業所：TEL.089(933)5515
九州営業所：TEL.092(474)7821

●予告なく製品の仕様が変更になることがあります。
●掲載の製品写真は、実際の製品と多少色が違う場合があります。ご了承ください。