

ベノトレイン マイクロ



最高の履き心地と美しい見た目！！！！

最高の技術と最高の素材の組み合わせから生まれた高品位の弾性ストッキングです。
厳選されたマイクロファイバーを使用し、きめ細やかな編み目にするすることで、ソフトで
なめらかな肌触りと心地よい弾性を実現しました。

見た目にも細く美しいレッグラインと素晴らしい履き心地が特徴です。

| タイプ | 圧迫等級 (クラス) | サイズ | カラー | 価格 *消費税込 |
|---------------------------------------|---------------|-------------|-----------------------------|-------------|
| AD | 1・2 | S・M・L XL | クリーム ハニー カラメル アマレット | ¥8,820- |
| AG ショート/ロング* | 1・2 | S・M・L XL | アーモンド エスプレッソ ブラック グラファイト | ¥11,340- |
| AG ショート/ロング* (シリコンパター付) | 1・2 | S・M・L XL | | ¥12,390- |
| AT ショート/ロング* | 1・2 | S・M・L XL | ネイビー アイビー ライム ベリー | ¥14,700- |
| AT/U ショート/ロング* (マタニティー用パステイストッキング) | 1・2 | S・M・L XL | グレープ | ¥15,750- |

*アイビー・ライム・ベリー・グレープは期間(2012年3月~2013年2月)限定のシーズンカラー(つま先はクローズのみ)

圧迫等級 (クラス)

| クラス 1 | クラス 2 |
|-------------------------|-------------------------|
| 18~21mmHg (24~28hPa) | 23~32mmHg (31~43hPa) |

◎ ノーマルサイズとプラスサイズ(太股、ふくらはぎにゆとりあり)

◎ 在庫あり: カラメル、ブラック

| 長さ | ショート | ロング | タイプ |
|----|---------|---------|--------|
| ID | 35 - 40 | 40 - 46 | AD |
| IG | 61 - 70 | 70 - 80 | AG, AT |

| サイズ | XS☆ | | S | | M | | L | | XL | |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| | ノーマル | プラス | ノーマル | プラス | ノーマル | プラス | ノーマル | プラス | ノーマル | プラス |
| 脚部付け根周り | 43~55 | 45~57 | 52~66 | 49~63 | 55~69 | 53~67 | 58~74 | 55~71 | 62~80 | |
| 太もも周り | 39~49 | 40~52 | 43~55 | 43~55 | 46~60 | 45~59 | 50~64 | 49~63 | 52~68 | |
| ひざ下周り | 26~30 | 29~35 | 32~38 | 32~38 | 35~42 | 34~42 | 37~45 | 37~45 | 41~49 | |
| ふくらはぎ周り | 28~32 | 31~37 | 34~40 | 34~40 | 37~44 | 37~45 | 39~47 | 40~48 | 43~51 | |
| 足首周り | 17~19 | 20~22 | 20~22 | 22~25 | 22~25 | 25~28 | 25~28 | 28~31 | 28~31 | |

New ☆ XSサイズは「パンティーストッキング」タイプ、ショート、クラス2、カラメル、クロ、つま先クローズのみ

☆ XSサイズにロングが加わりました。色はカラメル、つま先クローズのみ

使用上の注意

- 現在治療中の疾患において相談が必要と思われる場合は、担当医師にご相談の上、ご使用ください。
- かゆみ、かぶれ等の症状があらわれた場合、つま先のしびれ、圧迫による強い違和感がある場合には使用を中止してください。
- 肌の敏感な方は、希にシリコンゴムによって皮膚が赤くなることがありますのでご注意ください。

医療機器届出番号: 13B1X0019400001 <http://www.intjp.com/>

1208

詳細についてのお問い合わせ: フリーダイヤル: 0120-020-809

取扱代理店:



アイエヌティー株式会社
〒104-0044 東京都豊島区東池袋 2-31-14
Tel: 03-5928-1175 Fax: 03-3986-7080
e-mail: info@intjp.com